

S-Monovette® Сроки годности

	Реактив	Срок годности (от даты производства)
	Активатор образования сгустка	36 месяцев
	Активатор образования сгустка – гель	9 месяцев
	Цитрат (коагулология)	15 месяцев
	Литий-гепарин Литий-гепарин –гель	36 месяцев 9 месяцев
	Калиевая соль ЭДТА	18 месяцев
	CPDA 1 Флюорид	15 месяцев 12 месяцев
	Цитрат (СОЭ)	15 месяцев
	Газы крови	24 месяца