

Высокое качество пробы

Возможность выбора
оптимального способа
взятия крови

Совместимость с
современными типами
анализаторов

Максимальная
безопасность
медицинского персонала

Гигиеничность

Monovette® Капилляры

Исследование
газов крови
и электролитов

Системы взятия артериальной,
венозной и
капиллярной крови

Monovette® для газов крови

Малый объем пробы



Для взятия артериальной и венозной крови компания предлагает специальные системы Monovette®, обработанные Ca²⁺-сбалансированным гепарином, объемом 1 мл и 2 мл. Пробирки имеют выход типа Луер. Стерильные, упакованы индивидуально.

Воздушный фильтр



Воздушный фильтр адсорбирует воздушную пробку из пробирки и препятствует поступлению в пробирку газов из внешней среды. Рекомендуется использовать в качестве пробки при транспортировке пробирки с пробой крови в лабораторию.

Уникальная канюля



Разработанная компанией специальная канюля позволяет брать пробу крови непосредственно из венозных или артериальных катетеров с встроенными латексными мембранами.

Информация для заказа

Кат. №	Описание	Упаковка
05.1146.020	Monovette® для газов крови 1 мл, инд.уп., стерильный	100 шт.
05.1146.120	Канюля для Monovette® для газов крови 1 мл, инд.уп., стерильная	100 шт.
05.1147.020	Monovette® для газов крови 2 мл, инд.уп., стерильный	100 шт.
05.1147.120	Канюля для Monovette® для газов крови 2 мл, инд.уп., стерильная	100 шт.
14.1112	Мембранный адаптер (для подключения к игле-Monovette®)	100 шт.
14.1148	Воздушный фильтр	500 шт.

Капилляры для газов крови

Высокое качество пробы



Капилляры, выполненные из PET – полиэтилентерефталата, обработанные Ca²⁺ сбалансированным гепарином и обладающие прекрасными аспирационными свойствами, позволяют получить пробу крови высокого качества.

Удобство использования



Капилляры фирмы Sarstedt обеспечивают быстрое получение оптимального объема пробы крови, необходимого для проведения исследования на современных анализаторах, при максимальном комфорте пациента.

Безопасность



Использование одноразовых пластиковых капилляров в комплекте с перемешивающими элементами, заглушками и специальным магнитом минимизирует риск инфицирования медицинского персонала.

Информация для заказа

Кат. №	Описание	Упаковка
19.930.100	Капилляр для газов крови 100 µl, D 2.05 / L 100 мм	250 шт.
19.930.125	Капилляр для газов крови 125 µl, D 2.05 / L 110 мм	250 шт.
19.930.140	Капилляр для газов крови 140 µl, D 2.3 / L 75 мм	200 шт.
19.930.175	Капилляр для газов крови 175 µl, D 2.3 / L 100 мм	200 шт.
51.931.100	Набор: капилляры 100 µl, заглушки, перемешивающие элементы	1000 шт.
51.931.125	Набор: капилляры 125 µl, заглушки, перемешивающие элементы	1000 шт.
51.931.140	Набор: капилляры 140 µl, заглушки, перемешивающие элементы	800 шт.
51.931.175	Набор: капилляры 175 µl, заглушки, перемешивающие элементы	800 шт.
65.935.205	Заглушка, белая, для капилляров с диаметром 2.05 мм	500 шт.
65.935.230	Заглушка, синяя, для капилляров с диаметром 2.3 мм	500 шт.
95.936	Перемешивающие элементы, D 1 мм / L 9 мм	250 шт.
95.937	Магнит для перемешивания, красный	10 шт.



ЗАО «Фирма ГАЛЕН»
Россия, 125373, г. Москва
ул. Василия Петушкова, д. 25
Тел/Факс: (495) 925 5675
e-mail: galen@galen.ru
www.galen.ru www.sarstedt.com.ru