

# Таблица совместимости наконечников и автоматических пипеток

Тип	Gilson/Biohit		Eppendorf		Eppendorf/Gilson			Biohit/Labsystems		Eppendorf	
Наконечники Biosphere® с фильтром	1130.210		1115.210		760.212	760.213		760.211		762.211	
Наконечники с фильтром в пакете	1130.410		1115.410		760.412	760.413		760.411		762.411	
Наконечники Biosphere® без фильтра		1130.200		1115.200				760.202		760.201	762.200
Наконечники в стопке из 5 штативов Tip StackPack		1130.600						760.502		760.501	
Наконечники в штативе		1130.100		1115.100							762.100
Наконечники в пакете		1130		1115				760.002		760.001	762
Цвет наконечника	бесцветный		бесцветный		желтый			бесцветный		голубой	
Максимальный объем пипетирования	10 µл	10 µл	10 µл	20 µл	100 µл	20 µл	200 µл	200 µл	250 µл	1000 µл	1000 µл



Цветовой код пипетки

Тип пипетки

\*20 µл

Eppendorf Research, Reference											
серый	0,1 - 2,5 µл		x								
серый	0,5 - 10 µл	x	x	x	x						
желтый	2 - 20 µл					x	x	x		x	
серый	2 - 20 µл Reference	x 10	x	x 10	x						
желтый	10 - 100 µл					x	x 20	x		x	
голубой	100 - 1000 µл										x
											x
Titertek multi-channel											
желтый	5 - 50 µл					x		x		x	
желтый	25 - 200 µл					x 100		x	x	x	
Response 4850											
	1 - 20 µл			x 10	x						
	5 - 100 µл					x	x 20	x		x	
	20 - 500 µл										x
	50 - 1000 µл										x
Gilson Pipetman											
серый	P2 0,1 - 2 µл	x	x								
серый	P10 0,5 - 10 µл	x	x								
желтый	P20 2,0 - 20 µл						x	x			
желтый	P100 20 - 100 µл					x		x			
желтый	P200 20 - 200 µл					x 100		x	x	x	
голубой	P1000 200 - 1000 µл										x
Biohit											
	0,5 - 10 µл	x	x								
	5 - 50 µл					x	x	x		x	
	50 - 200 µл								x	x	
	200 - 1000 µл										x
	Многокан. 5 - 50 µл								x	x	
	Многокан. 25 - 250 µл								x 200	x	
Socorex											
зеленый	0,2 - 2 µл			x	x						
зеленый	1 - 10 µл			x	x						
желтый	2 - 20 µл						x	x			
желтый	10 - 100 µл							x			
желтый	20 - 200 µл					x 100		x			
голубой	100 - 1000 µл										x
желтый	Многокан. 10 - 100 µл							x			
желтый	Многокан. 20 - 200 µл					x 100		x			
Oxford											
	Ultra micro 0,5 - 10 µл			x	x						
	8000 Benchmate 1 - 200 µл					x 100		x			
	200 - 1000 µл										x
Labsystems Finnpipette											
серый	0,5 - 10 µл	x	x	x	x						
розовый	0,2 - 2 µл	x	x	x	x						
оранжевый	5 - 40 µл					x		x			
желтый	40 - 200 µл					x 100		x	x	x	
голубой	200 - 1000 µл										x
оранжевый	Многокан. 5 - 50 µл								x		
желтый	Многокан. 5 - 300 µл								x 200	x	
Titertek Plus											
	5 - 200 µл					x 100		x			
	100 - 1000 µл										x
	Многокан. 5 - 200 µл					x 100		x			
Brand											
серый	0,5 - 10 µл			x	x						
желтый	2 - 100 µл					x		x			
голубой	50 - 1000 µл										x
желтый	Многокан. 5 - 200 µл					x 100		x			

Условные обозначения: x = максимальный пипетируемый объем

x число = ограниченный объем пипетирования

\*) Выпускается модификация с более высоким положением фильтра объемом 20 µл. Артикул 70.1115.212 (Biosphere®), подходит к Eppendorf Reference 2 - 20 µл (серый).